

TEST DE GRAHAM

Instructivo previo al procedimiento:

- La aplicación de esta técnica debe ser efectuada por una persona que no sea el paciente
- No se deben aplicar pomadas o polvos-talco en la región anal durante la noche anterior
- La toma de muestra se debe efectuar a primera hora de la mañana, antes de bañarse, orinar y/o defecar
- Efectúe la técnica durante tres días seguidos, utilizando una placa diferente cada mañana.

Procedimiento y traslado al laboratorio:

1. Desprenda de la placa de vidrio la tira de papel scotch transparente.
2. Aplique varias veces la tira de papel celofán, por el lado engomado, en todos los alrededores del ano y entre las nalgas.
3. Pegue el scotch bien estirado en la placa de vidrio.
4. Si detecta "parásito", colóquelo entre el papel celofán (scotch) y la placa de vidrio.
5. Cada día, coloque la placa de vidrio en el envase correspondiente, hasta completar los tres.
6. Trasladar al laboratorio en el envase a temperatura ambiente una vez obtenida la última muestra.